

**SYSMEX AMERICA, INC.**

One Nelson C. White Parkway
Mundelein, IL 60060
(800) 379-7639
(847) 996-4559
www.sysmex.com

TELEFONE DE EMERGÊNCIA 24 HORAS
Contactar CHEM-TEL no 1-800-255-3924

Ficha de Segurança de Materiais

STROMATOLYSER-3WP (SR-22 & SRP-200A)

Risco à saúde	Inflamabilidade	Reatividade	Contato
1	0	0	0

1 = Leve, 2 = Moderado(a), 3 = Severo(a), 4 = Extremo(a)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

STROMATOLYSER-3WP™ é uma solução lítica para análise de leucócitos in vitro, em determinados Analisadores Hematológicos Automatizados Sysmex. É fornecido em galão cartonado, com revestimento interno plástico, com capacidade para 5 litros (SR-22) e em caixas contendo 3 frascos de 500 mL (SRP-200A).

2. INGREDIENTES PERIGOSOS

	Percentual	Número do C.A.S.	Status DOT
Sal orgânico de amônio quaternário*	1,02%	*	Não perigoso

* Sais de amônio quaternário com a fórmula geral RxNX. Os nomes químicos específicos são considerados confidenciais.

- Toxicidade estimada: Oral rato - DL₅₀ 25 g/kg. Esse valor é extrapolado com base em referências publicadas. Não foram realizados estudos em animais. Não se conhecem os níveis mínimo e máximo tolerados de exposição humana ao produto.
- OSHA - Nível de Exposição Permitido (PEL): não estabelecido.
- Carcinogênese: Não há dados listados.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Solução aquosa transparente, escorregadia ao toque, facilmente espumante, com odor levemente rançoso. As propriedades físicas exatas da solução não foram determinadas, mas provavelmente se assemelham às da água, que é o principal componente da mistura.

4. INCÊNDIO E EXPLOSÃO

Não combustível.

5. REATIVIDADE

Solução estável, não reativa.

STROMATOLYSER-3WP (SR-22 & SRP-200A)
Revisado em 10/2006

**SYSMEX AMERICA, INC.**

One Nelson C. White Parkway
Mundelein, IL 60060
(800) 379-7639
(847) 996-4559
www.sysmex.com

TELEFONE DE EMERGÊNCIA 24 HORAS

Contactar CHEM-TEL no 1-800-255-3924

6. RISCOS À SAÚDE

Os dados de toxicidade são limitados, a ingestão de quantidades significativas pode causar sonolência, ataxia, distúrbios gastrintestinais e diarreia; é levemente irritante para os olhos e mucosas. Usar luvas, óculos de proteção/ segurança e avental de laboratório ao trocar o reagente, para evitar contato com respingos.

Procedimentos de primeiros socorros sugeridos

- Ingestão: Buscar atendimento médico. Se o paciente estiver acordado, diluir com ingestão de água.
- Inalação: Remover o paciente para o ar livre. Buscar atendimento médico.
- Contato com a pele: Remover as roupas contaminadas. Lavar a área afetada.
- Contato com os olhos Lavar imediatamente os olhos com água até que não haja mais sinais de irritação. Se a irritação persistir, providenciar avaliação médica.

7. DERRAME, VAZAMENTO E PROCEDIMENTOS DE DESCARTE

Usar luvas, óculos de proteção e avental de laboratório. Represar, conter e absorver o produto derramado com material absorvente neutro, e colocar em recipiente fechado para o descarte. Descartar segundo as normas ambientais locais, estaduais e federais.

8. ARMAZENAGEM E INFORMAÇÕES ESPECIAIS

Armazenar o frasco fechado em local com temperatura controlada, longe da luz solar direta, para garantir o desempenho do produto.

Sysmex America, Inc. fornece as informações contidas neste documento de boa fé, mas não se declara responsável nem garante que elas sejam exatas ou completas. Este documento tem por objetivo servir de orientação para o correto manuseio do material por pessoal adequadamente treinado, que utilize o produto para a finalidade recomendada. As pessoas que recebem essas informações são responsáveis por determinar sua aplicabilidade a fins específicos. Os usuários deverão considerar esses dados somente como complementares a outras informações obtidas por eles próprios e devem tomar decisões independentes quanto à abrangência e adequação dos dados obtidos de todas as fontes para garantir o uso e descarte adequados desses materiais e a segurança e saúde dos funcionários e clientes. Não há garantias implícitas ou explícitas com respeito a tais informações.

São permitidas cópias dessa Ficha de Segurança de Materiais, conforme necessário, apenas para uso interno.